

werkinstructie bacteriënbindend kompres: Cutimed Sorbact

versie 2023

doelen van deze werkinstructie

- het bacteriënbindend kompres inzetten voor de juiste indicatie
- op de juiste manier aanbrengen van het bacteriënbindend kompres ter bevordering van een optimale wondgenezing bij een complexe wond, ter behandeling van een geïnfecteerde wond en ter voorkoming van een infectie

uitvoerder/op afdeling/locatie

- deze werkinstructie is te gebruiken in de regio Midden-Brabant
- de medisch behandelaar is verantwoordelijk voor de medische diagnose gebaseerd op de onderliggende pathologie
- wondconsulenten, wondverpleegkundigen of verpleegkundig specialist WEC zijn verantwoordelijk voor de gekozen behandeling en de gevoerde regie rondom de patiënt met een wond
- aandachtvelders wond hebben een coachende en adviserende rol in het wond- en verbandbeleid binnen hun team
- verpleegkundigen en/of verpleegkundigen in opleiding onder (in)directe begeleiding, verzorgenden, praktijkondersteuners en doktersassistenten inventariseren de risicofactoren, beargumenteren de inzet van het verband en brengen het verband aan

aandachtspunten/veiligheid

- de aandachtsvelder wond, wondverpleegkundige/ consulente of verpleegkundig specialist WEC mag de wondbehandeling en frequentie aanpassen binnen de richtlijnen, werkinstructies en praktijkkaarten van het Zorgnetwerk Midden-Brabant
- bij twijfel over de wondbehandeling neemt de verpleegkundige contact op met de aandachtsvelder wond of, bij diens afwezigheid, met de wondverpleegkundige, wondconsulente of verpleegkundig specialist van het WEC
- de wondverpleegkundige, wondconsulente of verpleegkundig specialist van het WEC neemt zo nodig contact op met een andere discipline of zorgverlener
- als de zorg door een andere zorgverlener gebeurt of het beleid moet door een andere zorgverlener geëvalueerd of herzien worden, moet er altijd een overdracht worden meegegeven aan de patiënt/cliënt
- werk tijdens de wondzorg volgens de werkinstructie hygiënische aspecten
- desinfectie van kleine oppervlakten moet met alcohol 70% gebeuren, gebruik hiervoor een papieren doek, de inwerktijd is 30 seconden
- als een verbandmiddel wordt geopend en met een papieren pleister wordt afgesloten en in een afgesloten box wordt bewaard, moet die 7 dagen na openen weggegooid worden
- de afgesloten box mag niet in de badkamer of op de grond staan
- een vochtig milieu is noodzakelijk voor de effectieve werking van het verband en om eventuele verkleving aan de wond te voorkomen
- verzorg droge of gering exsuderende wonden met cutimed sorbact gel (aanbeveling)
- de frequentie van verbandwisseling hangt af van de mate van exsudatie en de graad van de wondverontreiniging; wissel het het verband elke 1 tot 3 dagen (aanbeveling)
- het advies voor wonden die klinische symptomen van een acute infectie vertonen: veelvuldige wondinspectie; spreek daarvoor een passende, systemische behandeling af
- aangezien het werkzame bestanddeel uitsluitend op een fysisch effect berust, zijn er geen bijwerkingen of resistentievorming bekend

indicaties

bij elke soort besmette, gekoloniseerde of geïnfecteerde wond ongeacht de oorzaak, zoals bij:

- wonden na excisie van fistels en poreuze abcessen
- postoperatieve wonddehiscenties
- decubitus
- chirurgische wonden

- traumawonden

- ulcis cruris*
- diabetische voetulcus
- oncologische wonden

contra-indicatie

- niet gebruiken samen met zalven en crèmes, omdat die de anti-microbiële werking van de wondbedekking sterk verminderen

*veneuze ulcera/arteriële ulcera/ beenulcera van gemengde etiologie

verklarende woordenlijst

- een wond is een verbreking van de continuïteit van weefsel veroorzaakt door een trauma of pathologische aandoening
- een complexe wond is een wond met een verstoorde genezingsstendens als gevolg van pathofysiologische factoren
- de kans op infectie is een samenhang met 3 factoren: aantal micro-organismen; de virulentie (ziekmakendheid) van het micro-organisme; de afweer van de mens

werkwijze bacteriënbindend kompres: Cutimed Sorbact

bron: bijsluiter verbandmiddelen

informeer de patiënt/cliënt voor en tijdens de handeling over de wondbehandeling en check voor en na de handeling of de informatie begrepen is

benodigdheden

- plaats de benodigdheden op een met alcohol 70% gedesinfecteerde harde ondergrond
- afvalzakje
 - niet-steriele handschoenen
 - non woven gazen 10 x 10 cm
 - in water gedrenkte, non woven gazen
 - steriele/met alcohol 70% gedesinfecteerde schaar
 - juiste maat bacteriënbindend kompres
 - eventueel wondrandbeschermer
 - secundair wondverband: absorberend verband, schuimverband
 - fixatiemateriaal: pleister, niet-steriele folie of zwachtel

handelingen

- denk aan eventuele pijnmedicatie
- pas handhygiëne toe
- neem maatregelen voor de privacy
- informeer de patiënt/cliënt
- help de patiënt/cliënt in een juiste positie
- pas handhygiëne toe
- trek handschoenen aan
- verwijder het oude verband en deponeer dat in het afvalzakje
- maak de wond, zo nodig, schoon met een pincet, onder lauwwarm stromend water of met in water gedrenkte gazen
- verwijder met een non woven gaas het overtollig vocht
- maak ook de huid rondom de wond goed schoon en droog
- verwijder de handschoenen en deponeer die in de afvalzak
- pas handhygiëne toe
- trek nieuwe handschoenen aan
- knip met steriele of met alcohol 70% geïnficeerde schaar de juiste grootte bacteriënbindend kompres
- het kompres mag de wondranden niet overlappen
- breng eventueel wondrandbeschermer aan
- breng het bacteriënbindend kompres direct aan op het gehele wondbed
- breng voor optimaal resultaat meerdere lagen op elkaar aan
- breng een secundair verband aan
- fixeer het verband indien nodig
- verwijder de handschoenen, deponeer die in de afvalzak en pas handhygiëne toe
- sluit geopende materialen af met een papieren pleister
- bewaren in een afgesloten box
- desinfecteer verbandschaar, werkblad of schoon werkveld met alcohol 70%
- help de patiënt/cliënt in een comfortabele houding
- voer plastic afvalzakje gesloten af
- pas handhygiëne toe
- noteer de handeling en eventueel bevindingen met een notitie in het dossier en pas zo nodig de wondregistratie aan

verslaglegging

- de zorgverlener heeft de wondregistratie geraadpleegd voor het te volgen wondbeleid en de benodigde materialen
- maak in het dossier een wondregistratie aan en schrijf bijzonderheden in een notitie
- registreer bij elke (nieuwe) patiënt/cliënt elke (nieuwe) wond binnen 24 uur
- evalueer en registreer elke bestaande wond wekelijks
- registreer daarnaast elke verandering van de wond

productinformatie

- het bacteriënbindend kompres is bestemd voor de effectieve binding en verwijdering van bacteriën en andere micro-organismen
- het bacteriënbindend kompres bestaat uit weefsel dat voorzien is van een laag met de sterke hydrofobe substantie DACC (diacyl-carbamoyl chloride), dit leidt tot een snelle en effectieve binding van micro-organismen
- het werkzame bestanddeel is gebaseerd op het fysische effect van hydrofobe wisselwerking
- hydrofobe (waterafstotende) deeltjes vertonen de natuurlijke tendens om zich in een vochtige wondomgeving aan elkaar te binden
- ook ziektekiemen hebben hydrofobe eigenschappen en worden daarom onomkeerbaar gebonden aan de vezels van het bacteriënbindend kompres

bestellen

- bij Bosman
- via de apotheek

