

# werkinstructie wondcontactlaag met enkelzijdige adhesie: Mepitel one

versie juli 2021

## doelen van deze werkinstructie

- de wondcontactlaag met enkelzijdige adhesie inzetten voor de juiste indicatie
- op de juiste manier aanbrengen wondcontactlaag met enkelzijdige adhesie ter bevordering van een optimale wondgenezing bij een complexe wond

## uitvoerder/op afdeling/locatie

- deze werkinstructie is te gebruiken in de regio Midden-Brabant
- de medisch behandelaar is verantwoordelijk voor de medische diagnose gebaseerd op de onderliggende pathologie
- wondconsulenten, wondverpleegkundigen of verpleegkundig specialist WEC zijn verantwoordelijk voor de gekozen behandeling en de gevoerde regie rondom de patiënt met een wond
- aandachtvelders wond hebben een coachende en adviserende rol in het wond- en verbandbeleid binnen hun team
- verpleegkundigen en/of verpleegkundigen in opleiding onder (in)directe begeleiding, verzorgenden, praktijkondersteuners en doktersassistenten inventariseren de risicofactoren, beargumenteren de inzet van het verband en brengen het verband aan

## indicaties

- vochtige wonden
- wonden rood/geel/zwart
- decubitus
- niet-intacte blaren
- diabetes voetulcera
- ulcus cruris\*
- chirurgische wonden
- traumawonden
- snij- en schaafwonden
- donorsites
- oppervlakkige 2<sup>de</sup>-graads brandwonden
- skintears categorie 3
- oncologische wonden
- oncologische ulcera
- erysipelas

## contra-indicatie

- epidermolysis Bullosa

## verklarende woordenlijst

- een wond is een verbreking van de continuïteit van weefsel veroorzaakt door een trauma of pathologische aandoening
- een complexe wond is een wond met een verstoorde genezingstendens als gevolg van pathofysiologische factoren

## aandachtspunten/veiligheid

- de aandachtsvelder wond, wondverpleegkundige/ consulente of verpleegkundig specialist WEC mag de wondbehandeling en frequentie aanpassen binnen de richtlijnen, werkinstructies en praktijkkaarten van het Zorgnetwerk Midden Brabant
- bij twijfel over de wondbehandeling neemt de verpleegkundige contact op met de aandachtsvelder wond of, bij diens afwezigheid, met de wondverpleegkundige, wondconsulente of verpleegkundig specialist van het WEC, die neemt zo nodig contact op met een andere discipline of zorgverlener
- als de zorg door een andere zorgverlener gebeurt of het beleid moet door een andere zorgverlener geëvalueerd of herzien worden, moet er altijd een overdracht worden meegegeven aan de patiënt/cliënt
- werk tijdens de wondzorg volgens de werkinstructie hygiënische aspecten
- desinfectie van kleine oppervlakten moet met alcohol 70% gebeuren, gebruik hiervoor een papieren doek, de inwerktijd is 30 seconden
- als een verbandmiddel wordt geopend en met een papieren pleister wordt afgesloten en in een afgesloten box wordt bewaard, gooi dat 7 dagen na openen weg
- de afgesloten box mag niet in de badkamer of op de grond staan
- de wondcontactlaag met enkelzijdige adhesie is voor eenmalig gebruik
- het verband mag als de wond schoon is 5 tot 10 dagen blijven zitten
- vervang het kompres of absorberend verband tijdig
- als het verband wordt ingezet bij bloedende wonden of bij wonden met dik exsudaat, dek het dan af met kompressen of een ander vochtig verband;
- als het verband wordt ingezet bij de fixatie van transplantaten of bij de bescherming van blaren, dan moet het minimaal 5 dagen blijven zitten
- bij foutief gebruik kunnen er afdrucken van het product op de huid ontstaan
- breng het verband enkel aan, niet dubbel of vouwen
- knip in het verband als het beschermepapier nog niet verwijderd is
- is het beschermepapier al verwijderd, bevochtig dan de schaar
- als het verband aan de handschoenen plakt, bevochtig de handschoenen dan licht

\*veneuze ulcera/arteriële ulcera/beenulcera van gemengde etiologie

# werkwijze Mepitel one

bronnen: wondenboek WCS en bijsluitersverbandmiddel

informeer de patiënt/cliënt voor en tijdens de handeling omtrent de wondbehandeling en check voor en na de handeling of de informatie begrepen is

## benodigdheden

- plaats de benodigdheden op een met alcohol 70% gedesinfecteerde harde ondergrond
- afvalzakje
  - niet-steriele handschoenen
  - niet-steriele non woven gazen 10 x 10 cm
  - in water gedrenkte, non woven gazen
  - steriele/met alcohol 70% gedesinfecteerde schaar
  - wondcontactlaag met enkelzijdige adhesie: Mepitel one
  - secundair wondverband: absorberend verband
  - fixatiemateriaal: pleister, niet steriel folie of zwachtel

## handelingen

- denk aan eventuele pijnmedicatie
- pas handhygiëne toe
- neem maatregelen voor de privacy
- informeer de patiënt/cliënt
- help de patiënt/cliënt in een juiste positie
- pas handhygiëne toe
- trek de handschoenen aan
- verwijder het oude verband en deponeer dat in het afvalzakje
- maak de wond, zo nodig, schoon met pincet, onder lauwwarm stromend water of met in water gedrenkte gazen
- verwijder met een non woven gaas het overtollig vocht, ook de huid rondom de wond goed schoon en droog maken
- verwijder de handschoenen en deponeer die in de afvalzak
- pas handhygiëne toe
- trek nieuwe handschoenen aan
- knip, indien nodig, voordat het bescherm-papier wordt verwijderd, de wondcontact-laag met enkelzijdige adhesie op maat
- het verband moet de wondranden minimaal 1 centimeter overlappen
- verwijder het schutblad
- breng het verband aan op de wond
- breng een secundair verband aan
- fixeer het verband indien nodig.
- verwijder de handschoenen en deponeer die in de afvalzak
- pas handhygiëne toe
- sluit geopende materialen af met een papieren pleister en bewaar dat in een afgesloten box
- desinfecteer de verbandschaar, het werkblad of schoon werkveld met alcohol 70%
- help de patiënt/cliënt in een comfortabele houding
- voer het plastic afvalzakje gesloten af
- pas handhygiëne toe
- noteer de handeling en eventueel bevindingen met een notitie in het dossier en pas zo nodig de wondregistratie aan

## verslaglegging

- maak in het dossier een wondregistratie aan en schrijf bijzonderheden in een notitie
- registreer bij elke (nieuwe) patiënt/cliënt elke (nieuwe) wond binnen 24 uur
- evalueer en registreer elke bestaande wond wekelijks
- registreer daarnaast elke verandering van de wond
- de zorgverlener heeft de wondregistratie geraadpleegd voor het te volgen wondbeleid en de benodigde materialen

## productinformatie

- minimaliseert pijn en weefseltrauma bij verbandwisselingen
  - minimaliseert het risico op maceratie
  - transparant voor een eenvoudige wondinspectie tijdens het gebruik
  - laat geen residu achter en droogt niet uit
  - de Safetac adhesielaag voorkomt verkleving in de wond
  - de Safetac adhesielaag sluit zich goed rond de wondranden aan, zodat exsudaat zich niet kan verspreiden naar de omgevende huid
  - de poreuze structuur laat enerzijds gemakkelijk wondvocht door in een secundair absorberend verband en laat anderzijds een topische behandeling toe
- bestellen**
- bij Bosman of via de apotheek

